

# Klepp®

## KLEPPMETHASONA

ENDODONCIA REGENERATIVA

**Composición:** Acetato de hidrocortisona 1% en un excipiente de: Yodorformo, Timol, Sulfato de Bario, Oxido de Cinc, Estearato de magnesio.

### INDICACIONES GENERALES

Obtención definitiva de los canales de endodoncia con la colocación de conos

### INSTRUCCIONES DE USO:

El diente debe estar perfectamente aislado.

Luego de la preparación cuidadosa del canal, de la desinfección por irrigación con una solución antiséptica, seguida de enjuague y secado con puntas de papel, preparar extemporáneamente la pasta incorporando en forma progresiva el polvo al Eugenol hasta obtener una pasta de consistencia de vaselina.

Se aconseja mezclar 7 partes de polvo con 1 parte de líquido durante 40 segundos, hasta que quede una pasta bien homogénea.

Inmediatamente rellenar el canal e insertar en la pasta uno o varios conos previamente adaptados.

Verificar el relleno correcto de los canales con un control radiológico.

Seguidamente completar con la técnica estándar de obturación del canal.

### ADVERTENCIAS Y/O PRECAUCIONES:

- Como para todo producto de obturación canalar, sólo se debe obtener un canal perfectamente liso, limpio y desinfectado.

- No utilizar asociado a los materiales composites, debido a que las preparaciones a base de Eugenol inhiben la polimerización de estos últimos.

- Controlar la longitud de los canales antes de la obturación con el fin de evitar la excedencia apical, debido a que la pasta obtenida no es reabsorbibles.

- Puede provocar sensibilización en contacto con la piel

- Posibilidad de efectos irreversibles.

- En caso de contacto accidental, enjuagar abundantemente con agua.

- Utilizar indumentaria protectora y guantes adecuados

- Agitar el frasco antes de su uso, para despegarlo de las paredes del mismo.

- Mantener este producto alejado del alcance de los niños

- Este producto no debe ser utilizado en pacientes alérgicos a alguno de los componentes de la fórmula.

- Tapar inmediatamente luego de su uso

Elaborado por Raysan SA. Leg 1276. Lerma 429. CABA. Argentina. DT: Gabriela Kerdman , Farm MN Nro 10465.

Distribuye Grimberg Dentales SA. Leg 510. Lerma 426. CABA. Argentina. Tel: 5411-4777 2022. [www.grimbergdentales.com](http://www.grimbergdentales.com)

Autorizado por la ANMAT - P.M. N° 1276-41

Industria Argentina. Uso profesional exclusivo.

Conservar a temperatura ambiente entre 10-24° C. Alejado del calor y / o luz solar directa