

KLEPP®

Solución astringente separadora gingival.
Solución astringente para uso en odontología

INDICACIONES PARA SU UTILIZACIÓN

Solución astringente para toma de impresiones dentales

CONTRAINDICACIONES

Hipersensibilidad al aluminio o antecedentes de hipersensibilidad.

DESCRIPCIÓN

La acción astringente del cloruro de aluminio, provoca una hemostasis local y contracción de las capas más superficiales de la encía.

INSTRUCCIONES

Las instrucciones de uso van en el folleto, no en el envase primario ya que no entran en forma legible. Se agregará a la etiqueta la leyenda: Ver instrucciones de uso en folleto adjunto

SEPARACION GINGIVAL POR IMPREGNACIÓN DE UN HILO

Se debe utilizar un hilo no medicamentoso (no impregnado).

Impregnación Previa: Colocar 2-4 gotas en un vaso dappen e impregnar el hilo de impregnación en la solución. Colocar el hilo así impregnado en el surco gingival.

Impregnación In Situ: Se coloca en el surco gingival y se impregna con cuidado este hilo con la solución utilizando una pipeta o algodón. Utilizar 1-2 gotas.

SUPURACIONES Y HEMORRAGIAS GINGIVALES LEVES

Colocar utilizando una torunda de algodón una o dos gotas sobre la encía. Esperar 1-2 minutos y enjuagar cuidadosamente la zona.

En ambos casos:

Dejar colocado durante 3-5 minutos y luego retirar el hilo teniendo mucho cuidado de no dejar ningún fragmento de hilo en el surco. Enjuagar con agua abundantemente.

ALMACENAMIENTO

En lugar fresco, al abrigo de la luz y cerrado correctamente.

PRECAUCIONES / ADVERTENCIAS

Mantenga este producto fuera del alcance de los niños. No utilice este producto si su envase se encontrara dañado o roto.

Irritante para los ojos.

Inflamable.

Colocar solamente la cantidad de gotas aconsejadas para el efecto deseado. No colocar mayor cantidad.

Dejar en contacto con la mucosa solo el tiempo indicado. No dejar más tiempo.

Enjuagar bien, con abundante agua. No dejar depósitos de sal de aluminio que provocan irritación.

No ingerir.

No utilizar hilos medicamentosos (impregnados ya que pueden producirse reacciones de incompatibilidad).

COMPOSICIÓN

Cloruro de aluminio hexahidratado 25% P/V, excipiente hidroalcohólico csp 100 %

CONTRAINDICACIONES

Hipersensibilidad al aluminio o antecedentes de hipersensibilidad.

Elaborado por Raysan SA. Lerma 429. CABA.

Directora Técnica: Farmacéutica Gabriela Kerdmann M.N. 10465

Autorizado por la ANMAT PM-1276-50